


RITA® StarBurst® Access System, Soft Tissue


INDICATIONS:
To provide access for delivery of the RITA® StarBurst® devices, fluids and material such as saline to interstitial tissue.

INSTRUCTIONS FOR USE:


Placement of the Introducer
• When using the introducer to place the StarBurst® device, the introducer is used to place the StarBurst® device in the target area with the stylet tip positioned where the tip of the StarBurst® device will be.



Placement of the Device Inside the Introducer
• Ensure that the introducer is not bent.
• Place the StarBurst® device **slowly** into the introducer.
• The device should go through the introducer **very easily** if the introducer is straight. If resistance is felt during insertion of the device, stop and make sure the introducer is straight before proceeding. If the device is forced through a bent introducer it could cut into the introducer.



• The unutilized portion of the trocar of the StarBurst® device should be **subdistal** to the introducer until the hub of the StarBurst® device touches the proximal end of the introducer.
• If inserting a StarBurst® device only partially into an introducer, insert the StarBurst® device **upward** until reaching the appropriate marking on the StarBurst® trocar according to the table below.



Introducer/StarBurst® Device Compatibility


StarBurst® Devices	10 cm (700-102636)	13 cm (700-102637)	23 cm (700-102638)
XL (10 cm)	Not compatible	Not compatible	Not compatible
XL Semi-Flex (25 cm)	To 12 cm mark	To 15 cm mark	To Hub
XL (15 cm)	To 12 cm mark	To Hub	Not compatible
XL (25 cm)	To 12 cm mark	To 15 cm mark	To Hub
XLie (12 cm)	To Hub	Not compatible	Not compatible
XLie (25 cm)	To 12 cm mark	To 15 cm mark	To Hub
XLie SemiFlex	Not compatible	Not compatible	Not compatible
Talon (15 cm)	To 14 cm mark	To 17 cm mark	Not compatible
Talon Semi-Flex (25 cm)	Not compatible	Not compatible	Not compatible

Note: If there is any resistance on deployment, ensure that the StarBurst® device is properly inserted into introducer to the point indicated above.

Precautions
• **CAUTION:** Do not attach anything abrasive (e.g. metal clamps, etc.) to the introducer and/or Device. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.
• **CAUTION:** Care must be taken when inserting the introducer into hard and/or abrasive tissue. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.

• **CAUTION:** Care must be taken when inserting the introducer into hard and/or abrasive tissue. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.

Precautions
• **ATTENTION:** Ne pas attacher d'objet abrasif (pinces métalliques, etc.) à l'introducteur et/ou au dispositif. Cela pourrait endommager l'introducteur et blesser le patient.
• **ATTENTION:** Ager avec précaution lors de l'insertion de l'introducteur dans des tissus durs ou abrasifs. Cela pourrait endommager l'introducteur et blesser le patient.



STERILE/LE Method of Sterilization: Ethylene Oxide

CE 008 CE Mark: Indicates conformance with European Council Directive 93/42/EEC

AngioDynamics, Inc. One Horizon Way, Manchester, GA 31816
AngioDynamics UK Ltd. Building 2000, Beach Drive, IO Cambridge, Waterbeach, Cambridgeshire, CB25 9TE, United Kingdom
Tel: +1-800-772-6448, +1-518-798-1215, +1-518-798-1360
Fax: +44 (0)122-372-9361, +44 (0)122-372-9329


RITA and StarBurst are trademarks of AngioDynamics, Inc. For warranty information, refer to the RF Generator User's Guide.

Système d'accès RITA® StarBurst® pour tissus mous

INDICATIONS :
Permet l'accès aux dispositifs RITA® StarBurst® pour l'administration des liquides et des matériaux, par exemple l'administration d'une solution saline au tissu interstitiel.

MODE D'EMPLOI

Placement de l'introduit
• S'assurer que l'introduit n'est pas courbé.
• Faire avancer **lentement** le dispositif StarBurst® dans l'introduit.
• Le dispositif doit s'insérer dans l'introduit **très facilement** si l'introduit est droit.
• Lors de l'utilisation d'un introduit courbé, si l'introduit présente une résistance, arrêter le placement du dispositif et redresser l'introduit avant de continuer. Si on force sur le dispositif dans l'introduit courbé, le dispositif peut couper l'introduit et passer à travers.



Placement du dispositif à l'intérieur de l'introduit
• S'assurer que l'introduit n'est pas courbé.
• Faire avancer **lentement** le dispositif StarBurst® dans l'introduit.
• Le dispositif doit s'insérer dans l'introduit **très facilement** si l'introduit est droit.
• Lors de l'utilisation d'un introduit courbé, si l'insertion du dispositif présente une résistance, arrêter le placement du dispositif et redresser l'introduit avant de continuer. Si on force sur le dispositif dans l'introduit courbé, le dispositif peut couper l'introduit et passer à travers.



• La partie non isolée du trocار du dispositif StarBurst® doit être **subdistale** par rapport à l'introduit jusqu'à ce que l'embout du dispositif StarBurst® touche l'extrémité proximale de l'introduit.
• Si l'insertion d'un dispositif StarBurst® dans un introduit, insérer le dispositif **vers le haut** jusqu'à ce que l'embout du dispositif StarBurst® touche l'extrémité proximale de l'introduit.
• Si une résistance apparaît lors de l'insertion d'un dispositif StarBurst® dans un introduit, insérer ce dispositif **vers le haut** jusqu'à ce que l'embout du dispositif StarBurst® touche l'extrémité proximale de l'introduit.



Compatibilité de l'introduit et du dispositif StarBurst®


Dispositifs StarBurst®	10 cm (700-102636)	13 cm (700-102637)	23 cm (700-102638)
XL (10 cm)	Non compatible	Non compatible	Non compatible
XL Semi-Flex (25 cm)	Jusqu'à un repère de 12 cm	Jusqu'à un repère de 15 cm	Jusqu'à l'emboutement
XL (15 cm)	Jusqu'à un repère de 12 cm	Jusqu'à un repère de 15 cm	Jusqu'à l'emboutement
XLie (12 cm)	Jusqu'à un repère de 12 cm	Jusqu'à un repère de 15 cm	Jusqu'à l'emboutement
XLie (25 cm)	Jusqu'à un repère de 12 cm	Jusqu'à un repère de 15 cm	Jusqu'à l'emboutement
XLie SemiFlex	Non compatible	Non compatible	Non compatible
Talon (15 cm)	Jusqu'à un repère de 14 cm	Jusqu'à un repère de 17 cm	Non compatible
Talon Semi-Flex (25 cm)	Non compatible	Non compatible	Non compatible

Note: If there is any resistance on deployment, ensure that the StarBurst® device is properly inserted into introducer to the point indicated above.

Precautions
• **CAUTION:** Do not attach anything abrasive (e.g. metal clamps, etc.) to the introducer and/or Device. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.
• **CAUTION:** Care must be taken when inserting the introducer into hard and/or abrasive tissue. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.

Remarque : En cas de résistance au cours du déplacement, s'assurer que le dispositif StarBurst® est correctement inséré dans l'introduit jusqu'au point indiqué ci-dessus.

Precautions
• **ATTENTION:** Ne pas attacher d'objet abrasif (pinces métalliques, etc.) à l'introduit et/ou au dispositif. Cela pourrait endommager l'introduit et blesser le patient.
• **ATTENTION:** Ager avec précaution lors de l'insertion de l'introduit dans des tissus durs ou abrasifs. Cela pourrait endommager l'introduit et blesser le patient.



STERILE/LE Méthode de stérilisation : Oxyde d'éthylène

CE 008 Marquage CE: Indique la conformité à la directive 93/42/EEC du Conseil Européen

AngioDynamics, Inc. One Horizon Way, Manchester, GA 31816
AngioDynamics UK Ltd. Building 2000, Beach Drive, IO Cambridge, Waterbeach, Cambridgeshire, CB25 9TE, United Kingdom
Tel: +1-800-772-6448, +1-518-798-1215, +1-518-798-1360
Fax: +44 (0)122-372-9361, +44 (0)122-372-9329


RITA and StarBurst sont des marques commerciales de AngioDynamics, Inc. Pour des renseignements sur la garantie, consultez le guide d'utilisation du générateur HF 62009, AngioDynamics, Inc.

RITA® StarBurst® Zugangssystem, Weichgewebe


INDIKATIONEN:
Das System stellt einen Zugang her, über den RITA® StarBurst®-Geräte, Flüssigkeiten und Materialien wie Kochsalzlösung zum Interstitialgewebe geleitet werden können.

GEBRAUCHSANLEITUNG:


Platzierung der Einführungshülse
• Bei Verwendung der Einführungshülse ist das Mandrin so im Zielbereich zu positionieren, dass sich die Spitze des Mandrins an der Stelle befindet, an der die Einführungshülse des StarBurst®-Geräts sein wird.
• Die Einführung des Geräts in die Einführungshülse
• Darauf achten, dass die Einführungshülse nicht verbogen ist.
• Das StarBurst®-Gerät langsam in die Einführungshülse einführen.
• Wenn die Einführungshülse gerade ist, sollte sich das Gerät **sehr leicht** einführen lassen.
• Wenn während des Einführens des Geräts in die weiche Einführungshülse Widerstand spürbar wird, den Vorgang abbrechen und vor dem weiteren Vorgehen sicherstellen, dass die Einführungshülse gerade ist. Wenn das Gerät mit Gewalt durch die weiche Einführungshülse getrieben wird, könnte es die Einführungshülse durchbohren.
• Bevor die Nadeln ausgepackt werden und mit der Ablation begonnen wird, muss sich der nicht isolierte Teil des StarBurst®-Trocars außerhalb/abdistal der Einführungshülse befinden.



Einführung des Geräts in die Einführungshülse
• Darauf achten, dass die Einführungshülse nicht verbogen ist.
• Das StarBurst®-Gerät langsam in die Einführungshülse einführen.
• Wenn die Einführungshülse gerade ist, sollte sich das Gerät **sehr leicht** einführen lassen.
• Wenn während des Einführens des Geräts in die weiche Einführungshülse Widerstand spürbar wird, den Vorgang abbrechen und vor dem weiteren Vorgehen sicherstellen, dass die Einführungshülse gerade ist. Wenn das Gerät mit Gewalt durch die weiche Einführungshülse getrieben wird, könnte es die Einführungshülse durchbohren.
• Bevor die Nadeln ausgepackt werden und mit der Ablation begonnen wird, muss sich der nicht isolierte Teil des StarBurst®-Trocars außerhalb/abdistal der Einführungshülse befinden.



• Bei Verwendung der Einführungshülse „Bis zum Kopf“ (siehe Tabelle) wird die Einführungshülse bis zum Kopf des StarBurst®-Trocars außerhalb/abdistal der Einführungshülse berührt.
• Solange das StarBurst®-Gerät lediglich teilweise in eine Einführungshülse eingeführt werden wird, muss das StarBurst®-Gerät bis zur entsprechenden Zentimetermarkierung am StarBurst®-Trocar in die Einführungshülse eingeführt (siehe Tabelle unten).



Compatibilität von Einführungshülse und StarBurst®-Geräten

StarBurst®-Geräte	10 cm (700-102636)	13 cm (700-102637)	23 cm (700-102638)
XL (10 cm)	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Nicht geeignet
XL Semi-Flex (25 cm)	Bis zur 12-cm-Markierung	Bis zur 15-cm-Markierung	Bis zum Kopf
XL (15 cm)	Bis zur 12-cm-Markierung	Bis zum Kopf	Nicht geeignet
XL (25 cm)	Bis zur 12-cm-Markierung	Bis zur 15-cm-Markierung	Bis zum Kopf
XLie (12 cm)	Bis zum Kopf	Nicht geeignet	Nicht geeignet
XLie (25 cm)	Bis zur 12-cm-Markierung	Bis zur 15-cm-Markierung	Bis zum Kopf
XLie SemiFlex	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Nicht geeignet
Talon (15 cm)	Bis zur 14-cm-Markierung	Bis zur 17-cm-Markierung	Nicht geeignet
Talon Semi-Flex (25 cm)	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Nicht geeignet

Note: If there is any resistance on deployment, ensure that the StarBurst® device is properly inserted into introducer to the point indicated above.

Precautions
• **CAUTION:** Do not attach anything abrasive (e.g. metal clamps, etc.) to the introducer and/or Device. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.
• **CAUTION:** Care must be taken when inserting the introducer into hard and/or abrasive tissue. This may damage the introducer, which could contribute to patient injury.

Hinweis: Falls beim Ausfahren der Nadel Widerstand spürbar sein sollte, sicherstellen, dass das StarBurst®-Gerät ordnungsgemäß bis zum oben angegebenen Punkt in die Einführungshülse eingeführt wird.

Vorsichtsmaßnahmen
• **VORSICHT:** Keine scharfen Objekte (Metallklammern usw.) an der Einführungshülse und/oder am Gerät befestigen, da dadurch die Einführungshülse beschädigt und damit eine Verletzung des Patienten verursacht werden könnte.
• **VORSICHT:** Bei Platzierung der Einführungshülse in hartes und/oder risses Gewebe vorsichtig vorgehen, da dadurch die Einführungshülse beschädigt und damit eine Verletzung des Patienten verursacht werden könnte.



STERILE/LE Sterilisationsmethode: Ethylenoxid

CE 008 CE-Zeichen: Gibt an, dass die Anforderungen von Richtlinie 93/42/EWG des Europäischen Rates erfüllt werden.

AngioDynamics, Inc. One Horizon Way, Manchester, GA 31816
AngioDynamics UK Ltd. Building 2000, Beach Drive, IO Cambridge, Waterbeach, Cambridgeshire, CB25 9TE, United Kingdom
Tel: +1-800-772-6448, +1-518-798-1215, +1-518-798-1360
Fax: +44 (0)122-372-9361, +44 (0)122-372-9329


RITA and StarBurst sind Marken der Firma AngioDynamics, Inc. Informationen zur Garantiestellung sind der Gebrauchsanleitung für den HF-Generator zu entnehmen.

Sistema di accesso StarBurst® RITA®, tessuto molle


INDICAZIONI:
Accesso per l'introduzione nei tessuti interstiziali di dispositivi RITA® StarBurst®, di liquidi e di materiali come ad esempio soluzioni fisiologiche.

ISTRUZIONI PER L'USO


Collocamento dell'introduuttore
• Quando si impiega l'introduuttore, assicurarsi di collocare l'introduuttore all'interno dell'area bersaglio, con la punta del mandrino stesso in corrispondenza del punto in cui verrà posizionata la punta del dispositivo StarBurst®.
• Assicurarsi che l'introduuttore sia dritto.
• Inserire lentamente nell'introduuttore il dispositivo StarBurst®.
• Se l'introduuttore è dritto, il dispositivo passerà nell'introduuttore **molto facilmente**.
• Se si usa un introduuttore morbido e si avverte resistenza durante l'inserimento del dispositivo, prima di procedere assicurarsi che l'introduuttore sia dritto in quanto, se il dispositivo viene forzato attraverso un introduuttore piegato, potrebbe tagliare quest'ultimo.



Collocamento dell'introduuttore all'interno dell'introduuttore
• Assicurarsi che l'introduuttore sia dritto.
• Inserire lentamente nell'introduuttore il dispositivo StarBurst®.
• Se l'introduuttore è dritto, il dispositivo passerà nell'introduuttore **molto facilmente**.
• Se si usa un introduuttore morbido e si avverte resistenza durante l'inserimento del dispositivo, prima di procedere assicurarsi che l'introduuttore sia dritto in quanto, se il dispositivo viene forzato attraverso un introduuttore piegato, potrebbe tagliare quest'ultimo.



• La parte non isolata del trocar del dispositivo StarBurst® deve essere all'esterno/in posizione distale rispetto all'introduuttore prima dello spegnimento o definizione di una procedura di ablazione.
• Se si usa un introduuttore "Al mozzo" (si veda la tabella), inserire il dispositivo StarBurst® nell'introduuttore fino a quando il mozzo del dispositivo StarBurst® non viene a contatto con l'estremità proximale dell'introduuttore.
• Solange il dispositivo StarBurst® è solo parzialmente in un introduuttore, inserirlo **verso l'alto** fino a raggiungere il contrassegno idoneo (indicated in centimetri) sul trocar StarBurst®, in base a quanto indicato nella tabella sottostante.



Compatibilità fra introduttore e dispositivo StarBurst®


Dispositivi StarBurst®	10 cm (700-102636)	13 cm (700-102637)	23 cm (700-102638)
XL (10 cm)	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile
XL Semi-Flex (25 cm)	Al contrassegno di 12 cm	Al contrassegno di 15 cm	Al mozzo
XL (15 cm)	Al contrassegno di 12 cm	Al mozzo	Non compatibile
XL (25 cm)	Al contrassegno di 12 cm	Al contrassegno di 15 cm	Al mozzo
XLie (12 cm)	Al mozzo	Non compatibile	Non compatibile
XLie (25 cm)	Al contrassegno di 12 cm	Al contrassegno di 15 cm	Al mozzo
XLie SemiFlex	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile
Talon (15 cm)	Al contrassegno di 14 cm	Non compatibile	Non compatibile
Talon (25 cm)	Al contrassegno di 14 cm	Al contrassegno di 17 cm	Non compatibile
Talon Semi-Flex (25 cm)	Non compatibile	Non compatibile	Non compatibile

Note: If there is any resistance on deployment, ensure that the StarBurst® device is properly inserted into introducer to the point indicated above.

Precautions
• **AVVERTENZA:** Non fissare alcun oggetto abrasivo (come ad esempio pinze metalliche) all'introduuttore e/o al dispositivo, in quanto l'introduuttore potrebbe venire danneggiato, causando lesioni al paziente.
• **AVVERTENZA:** Fare attenzione nell'inserire l'introduuttore nei tessuti duri e/o abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'introduuttore, causando lesioni al paziente.

Note: Si eviti lo spegnimento si avverte resistenza, assicurarsi che il dispositivo StarBurst® sia inserito correttamente nell'introduuttore fino al punto indicato sopra.

Precautions
• **AVVERTENZA:** Non fissare alcun oggetto abrasivo (come ad esempio pinze metalliche) all'introduuttore e/o al dispositivo, in quanto l'introduuttore potrebbe venire danneggiato, causando lesioni al paziente.
• **AVVERTENZA:** Fare attenzione nell'inserire l'introduuttore nei tessuti duri e/o abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'introduuttore, causando lesioni al paziente.



STERILE/LE Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene

CE 008 CE-Markierung: CE indica la conformità alla Direttiva del Consiglio europeo 93/42/CEE

AngioDynamics, Inc. One Horizon Way, Manchester, GA 31816
AngioDynamics UK Ltd. Building 2000, Beach Drive, IO Cambridge, Waterbeach, Cambridgeshire, CB25 9TE, United Kingdom
Tel: +1-800-772-6448, +1-518-798-1215, +1-518-798-1360
Fax: +44 (0)122-372-9361, +44 (0)122-372-9329


RITA and StarBurst sono marchi di fabbrica di AngioDynamics, Inc. Per le informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla guida utente del generatore di RF 62009, AngioDynamics, Inc.

Sistema de acceso RITA® StarBurst®, tejidos blandos


INDICACIONES:
Proporciona acceso para hacer llegar los dispositivos RITA® StarBurst®, fluidos y material (por ejemplo, soluciones salinas) al tejido intersticial.

INSTRUCCIONES DE USO:


Colocación del introduductor
• Cuando utilice el introduductor, asegurese de colocar el mandrino en el área de la zona objetivo con la punta del mandrino mismo en correspondencia del punto en el cual será posicionada la punta del dispositivo StarBurst®.
• Asegurese de que el introduductor sea **recto**.
• El dispositivo deberá insertarse en el introduductor **mucho fácilmente** si éste está recto.
• Si el introduductor es flexible y encuentra resistencia al insertar el dispositivo, deténgase y asegúrese de que el introduductor esté recto antes de continuar. Si inserta el dispositivo a la fuerza en un introduductor doblado, podría cortar el introduductor.



Colocación del dispositivo dentro del introduductor
• Asegurese de que el introduductor sea **recto**.
• Insertar el dispositivo StarBurst® lentamente en el introduductor.
• El dispositivo deberá insertarse en el introduductor **mucho fácilmente** si éste está recto.
• Si el introduductor es flexible y encuentra resistencia al insertar el dispositivo, deténgase y asegúrese de que el introduductor esté recto antes de continuar. Si inserta el dispositivo a la fuerza en un introduductor doblado, podría cortar el introduductor.



• La parte no aislada del trocar del dispositivo StarBurst® debe encontrarse fuera o en posición distal respecto al introduductor antes de apagar el dispositivo o comenzar la ablación.
• Si se utiliza un introduductor "Hasta el cuerpo" (consulte la siguiente tabla), inserte el dispositivo StarBurst® en el introduductor hasta que el cuerpo del dispositivo StarBurst® entre en contacto con el extremo proximal del introduductor.
• Siempre que el dispositivo StarBurst® sólo parcialmente en un introduductor, insértilo **hacia** la marca de la marca de centímetros adecuada en el trocar StarBurst®, de acuerdo con la siguiente tabla.



Compatibilidad entre dispositivos StarBurst® e introductores


Dispositivos StarBurst®	10 cm (700-102636)	13 cm (700-102637)	23 cm (700-102638)
XL (10 cm)	Incompatible	Incompatible	Incompatible
XL Semi-Flex (25 cm)	Hasta la marca de 12 cm	Hasta la marca de 15 cm	Hasta el cuerpo de 15 cm
XL (15 cm)	Hasta la marca de 12 cm	Hasta el cuerpo de 12 cm	Incompatible
XL (25 cm)	Hasta la marca de 12 cm	Hasta la marca de 15 cm	Hasta el cuerpo de 12 cm
XLie (12 cm)	Hasta el cuerpo de 12 cm	Incompatible	Incompatible
XLie (25 cm)	Hasta la marca de 12 cm	Hasta la marca de 15 cm	Hasta el cuerpo de 15 cm
XLie SemiFlex	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Talon (15 cm)	Hasta la marca de 14 cm	Hasta la marca de 17 cm	Incompatible
Talon (25 cm)	Hasta la marca de 14 cm	Hasta la marca de 17 cm	Incompatible
Talon Semi-Flex (25 cm)	Incompatible	Incompatible	Incompatible

Note: If there is any resistance on deployment, ensure that the StarBurst® device is properly inserted into introducer to the point indicated above.

Precautions
• **PRECAUCIÓN:** No incorpore al introduductor ni al dispositivo ningún elemento abrasivo (por ejemplo, pinzas metálicas, etc.) al dispositivo ni al introduductor y provoque lesiones al paciente.
• **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al insertar el introduductor en tejido duro o abrasivo, ya que podría dañar al introduductor y provocar lesiones al paciente.

Note: Si encuentra resistencia al desplegar el dispositivo StarBurst®, asegúrese de que éste está insertado correctamente en el introduductor hasta el punto indicado anteriormente.

Precautions
• **PRECAUCIÓN:** No incorpore al introduductor ni al dispositivo ningún elemento abrasivo (por ejemplo, pinzas metálicas, etc.) al dispositivo ni al introduductor y provoque lesiones al paciente.
• **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al insertar el introduductor en tejido duro o abrasivo, ya que podría dañar al introduductor y provocar lesiones al paciente.



STERILE/LE Método de esterilización: Oxido de etileno

CE 008 MARC CE: Indica cumplimiento de la directiva del Consejo Europeo 93/42/CEE

AngioDynamics, Inc. One Horizon Way, Manchester, GA 31816
AngioDynamics UK Ltd. Building 2000, Beach Drive, IO Cambridge, Waterbeach, Cambridgeshire, CB25 9TE, United Kingdom
Tel: +1-800-772-6448, +1-518-798-1215, +1-518-798-1360
Fax: +44 (0)122-372-9361, +44 (0)122-372-9329

RITA and StarBurst son marcas comerciales de AngioDynamics, Inc. Para ver información sobre la garantía, consulte el Manual del usuario del generador de RF 62009, AngioDynamics, Inc.

Sistema de Acesso RITA® StarBurst®, Tecido Mole

INDICAÇÕES:
Para proporcionar uma via de acesso para a administração de dispositivos R

